

Masque lavable INDISPENMASQUE

Fabricant : Tissages de Charlieu - 42190 CHARLIEU
www.ltc-jacquard.com



Ce masque ne constitue pas une protection absolue, mais il permet de limiter les contacts entre les mains et le visage et diminue les projections de gouttelettes. Il doit être uniquement manipulé avec ses élastiques sans jamais toucher la partie tissu avec les mains.

La durée de port du masque est limitée à 4h. Une fois retiré, le masque doit être directement placé dans un sachet fermé en attendant son lavage ou jeté dans une poubelle fermée à sa fin de vie.

1 1^{er} passage à la vapeur



Avant le premier lavage, repasser rapidement à la vapeur (fer à repasser à 110°C maximum, à 2 cm au-dessus du masque). Cette étape est essentielle car elle permet de gonfler les fibres, d'éliminer les plis et de rétracter les élastiques.

2 lavage

Avant la première utilisation et après chaque séquence d'utilisation, laver le masque à part de tout autre linge, à 60°C en cycle court (≥ 30 min) avec un détergent classique pour une désinfection correcte puis essorer à 1 200 tr/min. L'usage d'un filet à linge permet de limiter l'effilochage. Il est important de relaver le masque de la même manière entre chaque utilisation.

3 2^e passage à la vapeur

Après le lavage et un séchage à l'air libre, un passage à la vapeur (faible température, 110°C) permet de rétracter les élastiques et de redimensionner le masque en l'étirant et en lui redonnant du gonflant. Se laver soigneusement les mains avant toute manipulation du masque.

4 montage



Il est recommandé d'ajouter une tige déformable (trombone déplié ou fil de fer) dans le premier tubulaire du haut du masque (plus large que les autres). Un trou à cet effet est présent sur un côté au niveau de l'attache de l'un des élastiques (si le trou n'est pas visible, ne pas hésiter à percer la 1^{re} épaisseur à l'aide de la tige déformable (cf. photo). Faire ensuite glisser la tige à l'intérieur, et lui donner la forme du nez pour garder le masque plaqué contre le visage et assurer un bon maintien. Penser à la retirer avant chaque lavage !



Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon (minimum 30 secondes en frottant ongles, bouts des doigts, paume et extérieur des mains, jointures et poignets...).



Ne touchez pas votre visage avec vos mains.



Lors d'une discussion ou d'une réunion, **tenez-vous à distance** (minimum 1 m) et évitez de vous parler en **face à face**.



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.



Utilisez un **mouchoir à usage unique** et jetez-le.

Le port du masque ne remplace pas les gestes barrières !

Caractéristiques techniques

Masque labellisé UNS 2 (Usage Non Sanitaire) par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé et garantissant ainsi :

- une respirabilité permettant son port pendant 4 heures
- une filtration des particules de 3 µm supérieure à 98,5 %

Ces masques permettent d'assurer une protection des tiers qui évoluent dans l'environnement immédiat (sur le lieu de travail, dans les transports ou les commerces par exemple). Ils sont une alternative aux masques « faits maison », mais ne peuvent remplacer des masques chirurgicaux ou FFP2.

Les masques sont tissés et sans couture afin de conserver l'intégrité de la partie filtrante du masque. L'effilochage aux bords du masque après lavage est donc normale mais ne dégrade en rien l'efficacité du masque (testé après lavage par la Délégation Générale de l'Armement). Si l'effilochage est trop important, il est possible de recouper les fils dépassant aux ciseaux sans déborder sur les dimensions du masque.

Composition : Coton, Polyester, Élasthane. Poids tissu : 250 g/m², Dimensions : environ 23 x 13 cm, épaisseur : 6 mm

Conditions d'entretien



Laver à 60°C, en cycle court (≥ 30 min) pour une désinfection correcte, dans un filet à linge et à part de tout autre linge, avec un détergent classique avant la première utilisation et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien après 4 heures d'utilisation continue au maximum). Essorer à 1 200 tr/min.



Avant de sortir le linge de la machine et **avant chaque manipulation du masque, se laver les mains** minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique. **Laisser sécher à l'air**, à plat ou suspendu dans une pièce ventilée (pas de sèche-linge). Étirer le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son séchage.



Une fois sec, repasser rapidement à la vapeur (110°C max) à 2 cm au-dessus du masque pour redonner du gonflant au tissu et de l'élasticité aux fils.



Le masque doit être manipulé avec précaution lorsqu'on l'enlève, et **glissé dans un sac plastique jusqu'à ce qu'on le mette dans la machine à laver**. Jeter ensuite le sac plastique dans une poubelle fermée et se laver scrupuleusement les mains.

Ce masque peut-être utilisé et lavé 30 fois